


**SYNLAB**  
**Labor München**  
**Zentrum**



ID-Nr.          
Bestellung kann ohne ID-Nummer nicht bearbeitet werden!

Bitte Ihre Bestellung an die  
Faxnummer 0821 5215716 schicken  
oder per E-Mail an [zentrallager@synlab.com](mailto:zentrallager@synlab.com)  
Rückfragen auch telefonisch: 0821 22780-38

Best.-Nr.	Artikel/Beschreibung	Bestellmenge (Stück)
<b>S-Monovetten SARSTEDT</b>		
020	mit Trenngel für Serum 7,5 ml	50 x ____
023	mit Citrat 3 ml	50 x ____
024	mit EDTA 2,7 ml	50 x ____
037	mit Na-Fluorid 2,7 ml	50 x ____
027	mit Li-Heparin 7,5 ml	1 x ____
021	ohne Trenngel für Serum 7,5 ml z.B. für Medikamentenspiegel	1 x ____
<b>Kinderabnahmesysteme SARSTEDT</b>		
105	S-Monovette Serum-Gel 1,1 ml	50 x ____
107	S-Monovette Citrat 1,4 ml	50 x ____
106	S-Monovette EDTA 1,2 ml	50 x ____
108	S-Monovette Li-Heparin 1,2 ml	1 x ____
109	S-Monovette Glucose-Fluorid 1,2 ml	1 x ____
<b>Kanülen &amp; Adapter SARSTEDT</b>		
081S	Safety-Kanüle Größe 1, 0,9 mm, gelb	50 x ____
082S	Safety-Kanüle Größe 2, 0,8 mm, grün	50 x ____
<b>Spezialgefäße</b>		
036	S-Monovette Li-Heparin für Metallanalytik, mit Kanüle 7,5 ml	1 x ____
001	Röhrchen mit Schraubverschluss 10 ml unsteril	100 x ____
030	Stechampullen für organ. Lösungsmittel (Head-Space-Röhrchen)	1 x ____
151	Trasylolröhrchen für VIP, Glucagon, etc.	1 x ____
034	Hämolyse-Cups für Glucose mit 20 µl Kapillare	100 x ____
112	S-Monovette GlucoEXACT 3,1 ml	1 x ____

Best.-Nr.	Artikel/Beschreibung	Bestellmenge (Stück)
<b>Vacutainer-System BECTON DICKINSON</b>		
061	mit Trenngel für Serum 8,5 ml	100 x ____
062	mit Citrat 4,5 ml	100 x ____
063	mit EDTA 3 ml	100 x ____
067	mit Na-Fluorid 2 ml	100 x ____
068	mit Li-Heparin 10 ml	1 x ____
059	ohne Trenngel für Serum 10 ml z.B. für Medikamentenspiegel	1 x ____
<b>Kinderabnahmesysteme BECTON DICKINSON</b>		
102	BD Vac. Serum-Gel 3,5 ml	100 x ____
101	BD Vac. Citrat 1,8 ml	100 x ____
100	BD Vac. EDTA 2 ml	100 x ____
103	BD Vac. Li-Heparin 4 ml	1 x ____
<b>Kanülen &amp; Adapter BECTON DICKINSON</b>		
070	Einmal-Kanülenhalter	1 x ____
070S	Pronto Kanülenhalter (vierfarbig) für Mehrfachverwendung	20 x ____
072S	Eclipse-Kanüle 0,8 mm, grün	48 x ____
<b>Spezialgefäße</b>		
036v	BD Vac. Na-Heparin für Metallanalytik, blau, 7 ml	1 x ____
029v	BD Vac. mit CPDA (ACD-B) für LTT, hellgelb, 6 ml	1 x ____
066	BD Glasvac. Na-Heparin für Nach- weis von Holzschutzmittel, grün, 10 ml	1 x ____
095m	Objektträger mit Mattrand	50 x ____
056	Transportbehälter für Objektträger	50 x ____
Sali1	Salivette Cortisol (blau)	1 x ____
128	Kryptopyrrol-Set	1 x ____
124	Helicobacter C13 Atemtest	1 x ____
410	NaF/Citrat 3ml	1 x ____