


Ersatz der dünnen eSwab® 157DU für die kulturelle und molekulargenetische Diagnostik

Aktuell sind die eSwab 157DU aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht verfügbar. Alternativ bieten wir Ihnen einen Kombi-eSwab 80492CE3 (siehe Bild) an.

Bestellnr. 80492CE3

Abstrich 2 x dünn und 1 x dick Kappe pink für leicht zugängliche Körperstellen und enge Körperstellen.



Cave: Bitte überführen Sie maximal 2 Abstrichtupfer in das Probengefäß!

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns.

Ansprechpartner: Frau Dr. med. A. Schneider

Telefon: 089 54308-0