

Materialänderung für die klinisch-chemische Urinanalytik

Aufgrund neuer Herstellervorgaben kann **ab 01.04.2024** die klinisch-chemische Urinanalytik **nicht mehr** aus mit Borsäure stabilisiertem Urin (Urinmonovette mit grünem Deckel) durchgeführt werden.

Wir bitten Sie, für die klinisch-chemische Urinanalytik und die Untersuchung des Urinstatus/-sediments und PCR-Analytik **ausschließlich** nativen Urin ohne Stabilisator (Urinmonovette mit gelbem Deckel) einzusenden.

Für die **mikrobiologische** Urinanalytik bleibt die Einsendung der Urinmonovette mit Borsäure-Stabilisator (Urinmonovette mit grünem Deckel) unverändert.

Die Urinmonovetten sind über unseren Bestellshop Versandmaterialien (kostenfrei) erhältlich.



Urinmonovette 8,5 ml für klin-chem. Untersuchungen plus Kanüle
Bestell-Nr. 044a



Urinmonovette 10 ml für mikrobiologische Untersuchungen
Bestell-Nr. 044