

Uricult im Vergleich zu Urinstabilisatorröhrchen

Immer wieder stellt sich die Frage, welcher Test für die Keimzahlbestimmung im Urin besser geeignet ist. Nur durch sorgfältiges Abwägen der einzelnen Argumente kann man individuell die richtige Entscheidung für die eigene Praxis treffen. Zur Erleichterung Ihrer Wahl haben wir die wesentlichen Merkmale beider Testformen für Sie gegenübergestellt.

Uricult:

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> ○ Bebrütung in Ihrer Praxis 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hemmstofftest nicht möglich.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sie entscheiden, ob die Keime im Labor differenziert werden sollen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ u.U. können anspruchsvolle Keime nicht wachsen (falsch neg. Befund)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Handhabungsfehler leicht möglich; z.B. unvollständige Benetzung des Uricult
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Semiquantitatives Ergebnis geringer Qualität

Abrechnung: in Ihrer Praxis bei negativer Kultur, zusätzlich bei

GOÄ 1,15 (Privat):	Hemmstofftest	4,02 €* GOP 4605
GOÄ 1,0 (IGeL):	Hemmstofftest	3,50 € GOP 4605

Urinstabilisatorröhrchen:

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> ○ Stabilität der Keimzahl durch Stabilisator im Röhrchen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anzucht nicht in der Praxis
<ul style="list-style-type: none"> ○ Keimzahlbestimmung quantitativ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keine Praxisabrechnung
<ul style="list-style-type: none"> ○ Hemmstofftest gibt Auskunft ob nach gewiesene Keime auf Antibiotika ansprechen 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Hoher Qualitätsstandard 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Zeitersparnis ca. ein Tag 	

Anforderung: Pathogene Keime (inkl. Hemmstofftest und Keimzahlbestimmung)

Abrechnung: Die angegebenen Kosten beziehen sich auf die negative Kultur

GOÄ 1,15 (Privat):	26,80 €* GOP 4530x2,4538,4605,4607)
GOÄ 1,0 (IGeL):	23,31 € GOP (4530x2,4538,4605,4607)
EBM:	9,50 € GOP 32744

*zzgl. einmalige Auslagen nach § 10 der GOÄ

Ansprechpartner: Herr Dr. med. S. Hofstetter Telefon: 089 54308-0



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-13149-01-00
D-ML-13149-01-00

synlab MVZ Labor München Zentrum ♦ Bayerstraße 53 ♦ 80335 München
Telefon: +49 89 54 308 - 0 ♦ Fax: +49 89 54 308 - 337
E-Mail: muenchen.zentrum@synlab.com ♦ Internet: www.labor-muenchen-zentrum.de